



KK858525

Kyslíkový koncentrátor je malé zariadenie, pomocou ktorého sa vyrába vysoko koncentrovaný kyslík. Prístroj je založený na metóde PSA. Využitím špeciálnych vlastností molekulárneho sita dosahuje vysokú čistotu kyslíka priamo zo vzduchu. Pravidelné používanie pozitívne ovplyvňuje dýchací systém a pomáha tak pacientovi pri liečbe srdca, hlavy alebo ciev i pri chronických ochoreniach, akými je chronická obštrukčná choroba pľúc alebo oslabené dýchanie.

Vlastnosti:

Kyslíkový snímač (OSD®) – pre vyššiu spoľahlivosť

Tichá prevádzka

Pohodlné rukoväte pre jednoduchú manipuláciu

Záruka: 5 rokov

Servisný interval: 2 roky

Alarmy: vysoký/nízky tlak, nízky prietok, nízka koncentrácia kyslíka, zapojenie v el. sieti, kyslíkový snímač

Príslušenstvo:

1x 7-metrovú hadička

2x 2-metrovú hadička

2x kydličkovú kanyla

1x zvlhčovač

1x spojka hadičiek



KK8581025

Model

KK858525

KK8581025

Čistota kyslíka:

93% ± 3%

87 % - 96 %

Prietok:

1 – 5 L / min.

1 – 10 L / min.

Rozmery:

62,2 cm x 34,2 cm x 30,4 cm

62,2 cm x 34,2 cm x 30,4 cm

Hmotnosť:

16.3 kg

19 kg