

OD 85830A



Elektrická odsávačka stolového typu vhodná na nasálne, orálne a endotracheálne odsávanie telesných tekutín od dospelých a detí. Hlavná jednotka je vybavená vákuovým meračom a regulátorom vákua. Vyhovuje norme EN 60601-1-11 "pre použitie v domácom a zdravotnom prostredí". Nesie stupeň ochrany IP21. Umožňuje nepretržitú prevádzku bez prehrievania.

Vlastnosti:

Motor: bezolejové a bezúdržbové piestové čerpadlo
 Napájanie 230V až 50 Hz
 Max. vákuum (nastaviteľné) -0,80 bar -80 kPa - 600 mmHg
 Hladina hluku -60,5 dB
 Maximálny prietok vzduchu -40 l / min
 Poistka -1 xF1,6 A 250 V
 Hmotnosť -3,6 kg
 Rozmer -35x21x18 cm

Príslušenstvo:

Zásobník na kvapaliny s prepádovým ventilom
 6x10 silikónové rúrky + kuželový konektor \varnothing 8-9-10mm
 Antibakteriálny a hydrofóbny filter
 CH20 kanyla
 Napájací kábel so zástrčkou Schuko

OD 858230BR



Elektrická odsávačka na odsávanie telesných tekutín. Umožňuje ústne, nosové a tracheálne odsávanie u dospelých a detí. Vhodná pre núdzové situácie a pooperačnú terapiu. Umožňuje nepretržitú prevádzku bez prehrievania.

Vlastnosti:

- vybavená otočným gombíkom pre reguláciu odsávania
- ručičkový manometer so stupnicou v [bar] a [kPa]
- vizuálny a zvukový alarm slabej batérie
- bezolejová, bezúdržbová pumpa
- max. podtlak: -563 mmHg (-0,75 bar, -75 kPa)-
- max. prietok: 16 l/min.
- hmotnosť: 3,5 kg
- rozmery: 35 x 21 x 18 cm
- napájanie: 100 - 240V AC ; 12V DC ; vstavaná batéria (12V)

Príslušenstvo:

- 1000 ml zberná nádoba so systémom zabraňujúcim pretečeniu
- sada silikónových hadičiek, odsávací katéter
- antibakteriálny filter
- sieťový napájací kábel (230V), napájací kábel do vozidla (12V)