

OX 60F



Pulzný oximeter určený na použitie v domácnostiach alebo nemocniciach.

SpO2 - Saturácia hemoglobínu kyslíkom (% nasýtenia krvi)

PR - Tepová (pulzná) frekvencia (tepy za minútu)

PI - Index perfúzie (%)

Displej so zobrazením nameraných hodnôt SpO2, PR, PI, pulzným stĺpcovým grafom

Dizajn s ochranou proti postriekaniu vodou a pádu

Režim nepretržitého merania alebo námatkovej kontroly kontroly

Uloženie 12 údajov merania SpO2 Zvukový a vizuálny alarm

so signalizáciou vybitia batérie

Automatické zapínanie / vypínanie, 4 smerové zobrazenie

2 alkalické batérie typu AAA

OX 500C



Vlastnosti:

Displej: Obrazovka OLED, zobrazenie v štyroch smeroch

Presnosť: SpO2: 70% ~ 100%, $\pm 2\%$

Rýchlosť impulzu: 30 ~ 99 bpm, ± 2 bpm; 100 ~ 250bpm, ± 2 bpm

Batéria: AAAx2

Rozmery: 58,0x32,0x33,2mm

Hmotnosť (bez batérií): 28,6 g

Parametre: Pulzná frekvencia, SpO2

Indikácia: Stav batérie v reálnom čase, slabý alebo nestabilný signál,

Upozornenie: limit nastavenej hodnoty

Použitie aplikácií: dospelý, dospelievajúci, dieťa

OX 500F



Displej: Obrazovka OLED, zobrazenie v štyroch smeroch

Presnosť: SpO2: 70% ~ 100%, $\pm 2\%$

Rýchlosť impulzu: 30 ~ 99 bpm, ± 2 bpm; 100 ~ 250bpm, ± 2 bpm

Perfúzny index: 0,2 ~ 1,0%, $\pm 0,2$; 1,1 až 20,0%, $\pm 20\%$

Batéria: AAAx2

Rozmery: 62,0x37,0x32,0 mm

Hmotnosť (bez batérií): 28,7 g

Parametre: Pulse Rate, SpO2, PI (perfúzny index)

Indikácia: Stav batérie v reálnom čase, slabý alebo nestabilný signál,

Upozornenie: limit nastavenej hodnoty

OX 8581Z



Vhodný pre kliniky, ordinácie, zariadenia sociálnych služieb aj na domáce použitie

- ľahký, jednoducho prenosný

- monochromatický displej

- zobrazenie SpO2, TF a PI

- uloženie záznamu do pamäte - až 12 hod

- automatické zapnutie a vypnutie

- alarm pre prekročenie limitnej hodnoty SpO2 a TF

- skoré rozpoznanie apnoe

- vhodný pro seniorov